



Rediger planer

Du skal redigere og tilpasse planerne, så de er klar til borgerens opstartsbesøg, der finder sted senere i dag. Planen er, at borgeren skal besvare spørgeskemaet 2 dage om ugen.

Borgeren vejer habituel 60 kg.

Lægen har vurderet, at borgerens grænseområder for iltmætning er acceptable på 92% eller derover (triageres grøn), mens en iltmætning på under 87% triageres rød.

1. Under fanen "Borger" på Telma, vælges borgerens navn
2. Skemalagt frekvens kan ved behov redigeres.

Under aktivisterne i planen trykkes på blyanten, for at redigere hvilke dage spørgeskemaet skal vises for borgeren og i hvor mange timer ad gangen. Det anbefales at have et stort tidsinterval hvor borgeren kan indmelde målinger.

4 aktiviteter/grupper					
Hov_KOL_Målinger og spørgeskemaer					
Vises ikke som valgfri for borger					
Gruppe Særlig					
Frekvens		Start	Slut	Status	
3 dage om ugen fra kl 08:00 i 4 timer		25-11-2025	-	Aktiv	

Rediger planer

Redigér skemalagt frekvens ✕

Hov_KOL_Målinger og spørgeskemaer

Interval

1

Enhed

Uge

Ugedag(e)

M

T

O

T

F

L

S

Starter kl.

08:00

Varighed

4

Enhed

timer

Fortryd

Gem frekvens

Obs. hvis dette udføres i uddannelsesmiljøet, er det vigtigt at vælge ugens dag. Ellers vil spørgeskemaet ikke blive vist senere i øvelserne.

3. Alle grænseområder kan redigeres, så det passer til den enkelte borger

Når der første gang skal ændres grænseværdier, vil der øverst i planen komme en advarsel om at indtaste referencepunkt

Planer Igangværende Afsluttede Overdrag planer + Tilføj plan

Hov_KOL_Målinger og spørgeske...

Hov_KOL_Målinger og spørgeskemaer

4 aktiviteter/grupper

Version 1.3

i

Start

25-11-2025

Slut

-

Status

Aktiv

:

!

Du mangler at tilføje et referencepunkt til målingerne [Vægtmåling](#), [Vægtmåling](#), og [Måling af vægt](#)

Monitoreringsansvarlige behandlerteams

i

Telmahoved_teamRegion

Region Hovedstaden

+

Tryk på en af vægtmålingerne og siden vil bevæge sig ned til hvor der kan indtastet referenceværdi.

Rediger planer

Tryk derefter på "Tilføj referencepunkt".

Indtast referencevægten og tjek at grænseværdierne er som ønsket. Tjek den nederste boks af, for at grænseområdet for alle aktiviteter med vægt i borgerens plan bliver den samme.

Indstil grænseområder for Vægt

Relative grænseværdier i enheder: Enhed: kg

Valgte grænseområder

-4 -2 2 4

● Rød ● Gul ● Grøn ● Gul ● Rød

Indstil grænseområder

Reference kg

Farve ● Rød Fra Til -4

Farve ● Gul Fra Til -2

Farve ● Gul Fra Til 4

Farve ● Rød Fra Til

Flere aktiviteter af samme måletype

Der er flere aktiviteter af samme måletype i borgerens plan. Du indstiller de samme grænseområder for alle aktiviteter af måletypen Vægt. Du har mulighed for at afmarkere dette, således at du kun indstiller grænseområder for denne aktivitet.

☒ Indstil ovenstående grænseområder for alle aktiviteter af måletypen "Vægt" i borgerens plan.